

Całkowicie nowy

OVO³

Stworzony przez
klinikistów,
zatwierdzony przez
dentystów



Stworzony przez klinicystów, zatwierdzony przez dentystów.

OVO3 to efekt ponad miliona wykonanych skanów oraz wieloletnich, rzeczywistych doświadczeń klinicznych. Współpracujemy na co dzień z ponad 40 dentystami referencyjnymi, czerpiąc z ich wiedzy i praktyki, aby nieustannie doskonalić nasze rozwiązania.

Dzięki zaangażowaniu naszego wewnętrznego zespołu stomatologów oraz wyjściu poza utarte standardy branży, stworzyliśmy innowacyjne narzędzie, które realnie wpływa na jakość codziennej pracy w gabinecie.

Każdy element skanera został przeanalizowany i zoptymalizowany – tak, by stworzyć pierwszy prawdziwie kliniczny skaner na rynku.

Zaprojektowany od podstaw z myślą o maksymalnej precyzji, intuicyjnej obsłudze i nowoczesnej technologii – OVO3 to nie tylko skaner. To przyszłość cyfrowej stomatologii.

KLUCZOWE INFORMACJE

- Francusko-amerykańska spółka
- W 100% wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych
- Ponad 1 milion skanów
- Ponad 40 stomatologów referencyjnych na całym świecie

OVO³



Zeskanuj kod, aby dowiedzieć się więcej o 3DISC i tym, co nas napędza.

Przejdź na:
www.3disc.com/our-company/



Idealne połączenie

USB-C do USB-C

Połącz się bezpośrednio i bezproblemowo z komputerem za pomocą nowego OVO3. Wyposażony w opatentowany 2-metrowy kabel USB-C do USB-C, zapewnia szybki, stabilny transfer danych i niezmiennie niezawodne połączenie dla nieprzerwanej wydajności.



Konfigurowalny interfejs przycisku

Lepsza higiena

Skanowanie można rozpocząć jednym kliknięciem i obsługiwać jedną ręką, bez korzystania z klawiatury lub myszy. Konfigurowalne funkcje przycisków umożliwiają dostosowanie procesu do przepływu pracy.



Całkowicie nowy

OVO³



2024 Technologia czujników

4x wyższa rozdzielczość | 10-bitowa architektura


Zaprojektowany od podstaw z myślą o niezrównanej dokładności, nasz najnowszy system optyczny oferuje głębokość skanowania 20 mm i 4-krotnie wyższą rozdzielczość, podwajając ostrość i szczegółowość w każdym kierunku, co skutkuje wyraźniejszymi obrazami z drobniejszymi szczegółami i płynniejszymi przejściami kolorów, dzięki czemu diagnostyka i planowanie leczenia są łatwiejsze i dokładniejsze.



Niezwyczajnie ergonomiczny

Mniej niż 200 g (łącznie z końcówką)

Opierając się na wiodącej w swojej klasie ergonomicznej konstrukcji OVO, OVO3 został zaprojektowany z myślą o dłoni i zapewnia niezrównany komfort i użyteczność. Zaprojektowany do codziennego użytkowania, stanowi idealną równowagę między wygodą i funkcjonalnością.



3DiscClinic | 100% doświadczenia klinicznego

Żywe i naturalne kolory


Odkryj nowy standard w cyfrowym pobieraniu wycisków z 3DiscClinic. Nasze nowoczesne narzędzia prowadzą stomatologa krok po kroku przez cały proces – szybko, wygodnie i z maksymalną precyzją. Od prostych przypadków po najbardziej wymagające – zawsze z myślą o komforcie pacjenta i perfekcyjnych rezultatach.

Dostosuj działanie przycisków do własnego stylu pracy i korzystaj z intuicyjnego, nowoczesnego interfejsu, **stworzonego z myślą o pracy klinicznej**. Dzięki **10-bitowej architekturze OVO3** oraz zaawansowanej technologii obrazowania optycznego, kolory na ekranie są wyjątkowo żywe i naturalne – dokładnie tak, jak w rzeczywistości.

Tak szybka. Tak płynna. Tak inteligentna – Fly AI.

Poznaj rewolucyjną technologię Fly AI – przełomowe rozszerzenie systemu 3DiscClinic, które na nowo definiuje sposób pracy z danymi skanowania.

Fly AI automatycznie wykrywa tkanki miękkie oraz obce obiekty, takie jak rękawiczki, eliminując zakłócenia już na etapie skanowania.



Funkcje, które wspierają Twoją precyzję i oszczędzają czas:



Mapa jakości skanu



Narzędzie pomiaru
prześwitu okluzyjnego



Zaawansowany
kreator modeli



Narzędzie pomiaru
prześwitu okluzyjnego



Przekroje 2D i 3D



Wykrywanie podcieni

3DiscClinic

Integracje

3DiscClinic umożliwia płynną komunikację między klinikami i laboratoriami za pomocą jednego kliknięcia, oferując elastyczne opcje eksportu (STL, OBJ, PLY) i integrację z otwartymi systemami CAD/CAM, takimi jak DWOS i exocad. Pliki można eksportować lokalnie lub za pośrednictwem platformy 3DiscCloud.

exocad

3shape

formlabs

dental wings

Clinux

ALPHABYTE

i nie tylko.




Scan&Tell | Pacjent, który widzi, zgadza się.

Czym jest Scan&Tell?

Scan&Tell – rewolucyjne doświadczenie
3D i 2D, które angażuje pacjenta

Scan&Tell to nowoczesne narzędzie, które pozwala stomatologowi w przejrzysty sposób zaprezentować stan zdrowia jamy ustnej, budując zaufanie i wspierając rozmowę na temat planu leczenia.


Platforma otwiera drogę do nawet 1–2 dodatkowych zabiegów na pacjenta*, zwiększając akceptację planu leczenia i poprawiając jakość komunikacji.



	Nie używanie funkcji Scan&Tell	Korzystanie z funkcji Scan&Tell
Średnia liczba wykrytych problemów klinicznych	2,4	2,8
Liczba zaakceptowanych zabiegów	1,3	2,5

Średnia liczba wykrytych problemów klinicznych

Liczba zaakceptowanych zabiegów



	Nie używanie funkcji Scan&Tell	Korzystanie z funkcji Scan&Tell
Korony i mosty	6	26
Wypełnienia	23	26
Implanty	7	15
Inne rodzaje uzupełnień	31	60

Średnia liczba wykrytych problemów klinicznych

Liczba zaakceptowanych zabiegów

1 Statystycznie istotny wynik został określony przy wartości p mniejszej niż 0,05.

2 Scan&Tell znacząco zwiększa liczbę koron, mostów i implantów odpowiednio o +330% (p=0,05) i +114% (p=0,05).



Zeskanuj kod QR i pobierz pełne opracowanie.

3disc.com/scan-and-tell

"Naszym celem jest *doskonałe doświadczenie użytkownika*"

Doświadczenie klienta grupowego

Wsparcie 3DISC

Nasz zespół obsługi klienta, dostępny przez telefon lub e-mail, może uzyskać zdalny dostęp do komputera użytkownika, aby szybko i skutecznie zapewnić wsparcie.

Brak opłat
licencyjnych

Jednorazowa, kompleksowa płatność. Brak dodatkowych opłat licencyjnych lub opłat za eksport plików oraz BEZPŁATNE aktualizacje oprogramowania.

3DiscCloud

- Intuicyjne przesyłanie przypadków
- Przejrzysty podgląd historii leczenia i postępów
- Wbudowany czat do interaktywnych dyskusji i konsultacji
- Dostępny dla wszystkich użytkowników i partnerów (laboratoria)

Konfiguracja
proaktywna

OVO3 jest konfigurowany na zamówienie, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika i ciągłą optymalizację.


Wsparcie 3DISC

serwis MEDIF

E-mail: serwis@medif.com

Telefon: +48 (22) 338 70 59





Akademia nauki skanowania

Webinaria, przypadki kliniczne i samouczki

Poznaj pełne możliwości produktów 3DISC, oprogramowania oraz wszystkich dostępnych narzędzi i funkcji.

Odkryj bibliotekę szkoleń wideo i webinarów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał technologii 3DISC.



Dowiedz się więcej o OVO3.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do Akademii szkoleniowej 3DISC.

3DISC – technologia tworzona z pasją

Jesteśmy prywatną firmą z siedzibami w Stanach Zjednoczonych i Francji. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin zaawansowanych technologii cyfrowych, których łączy wspólny cel: **zrewolucjonizować przyszłość cyfrowej stomatologii.**

Chcemy wyznaczać nowe standardy, wykraczając poza tradycyjne granice technologii cyfrowych. Naszym celem jest tworzenie kompleksowych i dostępnych rozwiązań, które realnie wspierają klinicystów – ze szczególnym uwzględnieniem skanerów wewnątrzustnych.

**Dostarczamy technologie, które mają znaczenie
– dla lekarza, dla pacjenta, dla przyszłości**



3DISC Taking Digital Beyond

3DISC
365 Herndon Pkwy #18 Herndon,
VA 20170, USA

3DISC Dental Connect 1
place de la Pyramide 92
800 Puteaux - Francja

+1 800 570 0363
info@3disc.com sales@3disc.com

Dystrybutor w Polsce:

+medif

MEDIF Sp. z o.o. sp.k.
al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
BOK: +48 223 387 050
www.medif.com